



Lingettes OPTIM[®]33TB Rapides, propres et écologiques!

- ✔ - Conception de qualité supérieure
- ✔ - Non pelucheuses
- ✔ - Non abrasives
- ✔ - Économiques
- ✔ - Large spectre
- ✔ - Tuberculocides, Virucides, Bactéricides




Lingettes de qualité supérieure pour le nettoyage et la désinfection des surfaces

50 ANS
D'INNOVATION
1957-2007

SciCan
STANDARD ÉLEVÉS

Lingettes **OPTIM** 33TB – Conception de qualité supérieure



La trame unique, non pelucheuse avec des pores uniformes donne l'assurance que le liquide est présent sur le substrat et non absorbé. Résultat :

- Le liquide est déposé sur la surface plutôt que de demeurer à l'intérieur de la lingette
- Les lingettes Optim demeurent extrêmement humides et ne s'assèchent pas
- Durables et résistantes sans fibre résiduelle
- Peuvent couvrir une large surface avec une utilisation minimale de lingettes
- Consommation économique donc moins de déchets

Lingettes **OPTIM** 33TB – Rapides

- **Désinfectent en 30 secondes** - Élimination à large spectre de 99.999% (réduction 5-log) des bactéries végétatives
- Effet virucide, bactéricide et tuberculocide en **1 minute** (large spectre – incluant les virus non enveloppés difficiles à tuer)
- Autres données microbiennes : Fongicide 3 minutes[†]

Lingettes **OPTIM** 33TB – 2 formats disponibles



- **Lingettes présaturées prêtes à utiliser**

SCI33W12-ALOE

Lingettes Optim 33 TB RTU au parfum d'aloès 6 x 7"
(1 boîte: 12 x 160 lingettes)



- **Lingettes sèches en deux formats pour le contenant de lingettes Optim en combinaison avec le liquide Optim. Idéales pour les cabinets multi-opérateurs pour leur côté économique et écologique.**

Lingettes sèches :

SCI33R18

Recharge serviettes sèches Optim 33 TB 6 x 7"
(1 boîte: 18 x 160 lingettes)

SCI33R18XL

Recharge serviettes sèches grand format Optim 33 TB 10 x 10"
(1 boîte: 18 x 60 lingettes)

Liquide :

SCI3312X1-ALOE

Optim 33 TB au parfum d'aloès, 1L (1 boîte: 12 x 1L)

SCI334X4

Optim 33 TB non parfumé, 4L (1 boîte: 4 x 4L)

SCI334X4-ALOE

Optim 33 TB au parfum d'aloès, 4L (1 boîte: 4 x 4L)

SciCan
STANDARD ÉLEVÉS



SciCan Ltée., 1440 Don Mills Road, Toronto, Ontario M3B 3P9
Téléphone (416) 445 1600 Fax (416) 445-2727 Sans frais 1-800-667-7733
www.scican.com